

PEDI SOFT®



Sanfter Fußschutz aus Silikon




Art.-Nr. 107 020



Art.-Nr. 107 030



Art.-Nr. 107 050




Art.-Nr. 107 060



Art.-Nr. 107 070



Art.-Nr. 107 080



Art.-Nr. 107 100




Art.-Nr. 107 110



Art.-Nr. 107 120

Funktion:

PEDISOFT® Zehenspreizer trennt verlagerte und eng anliegende große und kleine Zehen und dient so als Korrekturhilfe. Er schützt vor Wundreiben, Hautreizungen und Hühneraugen zwischen den Zehen. Er ist physiologisch unbedenklich und verursacht keine Pilzgefahr in den Zehenzwischenräumen.



Vorteile durch Silikon:

- dauerhaft und strapazierfähig
- sehr weich und glatt
- hautfreundlich und hygienisch
- dank Memory-Effekt optimale Anpassung, nach dem Tragen sofortige Rückkehr in die ursprüngliche Form

PEDISOFT®

Zehenspreizer

Pflegehinweis:

Zur Reinigung mit Seife waschen, gut trocknen lassen und einpudern.

Anwendung:

Auf gereinigter, trockener Haut anwenden. Direkt zwischen die Zehen legen. Das weiche Material passt sich der Kontur der Zehen optimal an und haftet sicher, ohne zu verrutschen.